

周口市中医院骨伤科简介

周口市中医院骨伤科成立于 1986 年初,是医院临床、教学、科研、康复于一体的重点科室。现有专业技术人员 16 人,其中高、中级职称 9 人,科室开放床位 38 张,拥有可移动 X 光机、药物离子透入机、骨科综合牵引床、脉冲骨折治疗仪、药物熏蒸等设备,关节镜及椎间盘镜等微创手术设备为科室的业务开展奠定了良好基础。该科是河南省中医骨伤科协作组成员单位,市级重点专科。

该科具有雄厚的技术力量,能开展各种骨科复杂疑难手术。采用夹板、石膏、外固定器、各种钢针及钢板系列等中医、西医和中西医结合的方法治疗各种骨折;采用牵引、手法、药物、熏蒸、手术等综合方法治疗颈肩腰腿疼等疼痛类疾病;采用各种人工关节置换术治疗关节类疾病。近年来,先后开展了以下具有先进性的手术、治法和科研工作:各种外固定器治疗四肢骨折,人工关节置换术及膝关节表面置换术,带锁髓内钉治疗长骨骨折,可吸收内固定物治疗骨折,DHS 及 DCS 治疗髋关节及膝关节周围复杂骨折,颈椎前路减压植骨钢板内固定术及颈椎

后路椎板成形术,颈胸腰椎椎管内巨大肿瘤切除术,经椎弓根固定(Dick、AF、RF)治疗椎体骨折及椎体滑脱的各种手术在同级医院名列前茅,腰椎间盘突出症的中西医结合治疗的研究,中药配合手术治疗股骨头缺血坏死和颈肩腰腿疼的研究,风湿类疾病的临床研究等达市级医院先进水平。

近年来,《中药配合针刺治疗小腿筋膜间区综合症的研究》等 4 项科研成果获周口市科技成果奖,有的居同类研究的先进行列。参与编写了《骨伤疼痛疾病的中西医诊疗》等 3 部专著,以其内容广泛,临床实用,得到同道的好评。并在《中国中西医结合杂志》、《实用中西医结合杂志》、《中医正骨》、《中国中医骨伤科》、《中国实用中西医杂志》、《中国误诊医学杂志》、《中国民间疗法》、《四川中医》、《河南中医》等国家级及核心期刊发表论文数十篇。

该科护理人员素质高,以护理程序为核心,以基础护理为切入点,转变护理模式,转变护理观念,以病人为中心,关爱和尊重病人,以端庄稳重的仪表体现护士特有的精神风貌及和蔼可亲的服务态度,以丰富的临床

经验,扎实的理论基础,娴熟的操作技能应用于临床,服务于病人;严格按照一人一套湿扫的晨间护理,保持床单整洁舒适,现代化的医用传呼系统,保证随叫随到;看病人服药到口,为病人剪指甲,为行动不便的病人送吃送喝,洗头剪发等充分体现了该科护理人员的细心和周到;她们把慈母爱、姐妹情全部融入了日常的护理之中。开展的整体护理,病床分管责任到人,细心的入院介绍,良好的生活护理,不辞辛苦的指导病人用药,功能练习,为病人缩短病程,早日康复奠定了基础;病人入院时有微笑相迎,出院时热情相送,出院后有联系电话,便于病人随时询问有关医学知识,得到了病人及家属的一致好评。

该科以精湛的医术,良好的医德医风,求实的工作作风,严谨细致的工作态度,低廉合理的收费,服务于病人,服务于患者,建功于中医院,奉献于中医院。

地址:周口市七一西路 33 号
电话:8279660 (骨伤一科门诊)
8279779 (骨伤二科门诊)
8279731 (病房)

数字化乳腺钼靶 X 线成像系统介绍

关爱女性,关注乳房,终生呵护,拯救美丽。一分预防,胜过十分治疗。

女性乳房被誉为人类美丽的“天使”,它在人类社会和女性一生中都扮演着极其重要的角色。

乳房疾病是女性的常见病和多发病。近年来,随着社会文化、人们生活及工作环境的发展变化,乳腺疾病呈逐年递增趋势,尤其是乳腺癌,已成为女性最常见的恶性肿瘤之一,引起社会、政府和医学界的广泛关注。

为了更好地满足广大女性朋友日益增长的医疗保健需求,缓解广大乳腺病患者看病难,提高乳腺病防治水平,我院于 2009 年购置了世界上先进的大型乳腺病诊断专用设备——数字化相位对比乳腺钼靶成像系统(PCM)。该系统集智能化、人性化设计于一体,操作灵便,检查舒适、快捷。融合应用“相位对比”成像技术,实现了乳腺钼靶摄影的数字化、高精度、低剂量。其突出特点在于更好显示乳腺病变的特征性微细钙化灶,适用于乳腺的各种良、恶性疾病诊断,可以发现和诊断临床上不能触及肿块的早期乳腺癌,使乳腺癌早发现、早诊断、早治疗成为可能,并提高治愈率,是广大女性朋友进行乳腺体检和乳腺癌筛查的最佳选择。

骨科专家、业务副院长 史卫东



史卫东,业务副院长,主任医师,河南中医学院本科毕业,学士学位,河南省第二届中医骨伤学会委员和首届中医风湿病学会委员,周口市医疗事故鉴定委员会专家库成员,周口市十大名中医。治学严谨,博学创新,从事骨伤临床工作二十余年,擅长诊治骨科和伤科多种疑难及急危重症,对颈肩腰腿疼、复合性骨折、关节脱位及其后遗症和风湿疾病、椎间盘疾病等病症的治疗,疗效显著。发表国家级学术论文 10 余篇,获科技成果奖两项,论著一部。

骨伤一科主任 李钰鑫



李玉鑫,骨伤一科主任,毕业于河南中医学院,周口市医疗事故鉴定委员会专家库成员。1994 年在天津骨科医院进修一年。能开展各种骨科手术,擅长治疗各种骨科疾病。从事骨科临床工作 20 余年,对骨折、骨病、肢体矫形、颈肩腰腿痛的治疗和腰椎间盘突出、腰椎管狭窄、全髋置换、脊柱内固定、皮瓣转移等手术尤为擅长。获科技成果奖 3 项,医学专著一部,国家级论文 11 篇,省级论文 18 篇。

骨伤二科主任 吴清君



吴清君,骨伤二科主任,医学硕士研究生,河南省医学会关节镜学组委员,周口市医疗事故鉴定委员会专家库成员。2005 年医学硕士研究生毕业,取得医学硕士学位。曾在郑州大学一附院骨科、北京大学第三医院运动医学科专项进修学习。擅长于诊断和治疗关节疾病,运用关节镜技术治疗关节病,如关节运动性创伤、关节游离体、半月板损伤、风湿、类风湿关节炎、老年性骨关节炎、化脓性关节炎、各种不明原因的关节积液等。对各种创伤、骨折、脱位的整复和手术,颈椎、腰椎疾病的诊断和治疗有独到的见解。

临床适用范围

- 1、各年龄段妇女各种乳腺良、恶性疾病诊断和鉴别诊断,包括早期乳腺癌(隐匿性乳腺癌)的诊断以及癌前病变的检出。
- 2、健康妇女人群乳腺体检及乳腺癌筛查,是乳腺癌筛查的首选检查方法。
- 3、乳房出现各种疼痛不适、乳头溢液、肿块等表现时,均应进行乳腺 X 线摄影检查。
- 4、乳腺良、恶性肿瘤的术前诊断和术后追踪观察。
- 5、妇女乳房外科整形手术(包括隆乳手术、不对称乳房的整形术、乳房紧实术等)的术前检查,尤其是年龄在 35 岁以上妇女。
- 6、乳腺发育情况及妇女各个生理阶段腺体变化情况判断。
- 7、绝经期后,妇女激素替代治疗后乳腺变化情况追踪。

乳腺癌的高危人群

- 1、有乳腺癌家族史者。
- 2、月经初潮年龄小于 13 岁或绝经年龄大于 55 岁者。
- 3、第一胎的生育年龄大于 35 岁,或未生育、产后未哺乳者。
- 4、曾患乳腺良性疾病(如良性肿瘤、乳腺增生症等)的妇女以及曾患过对侧乳腺癌的患者。
- 5、月经周期短,特别是小于 21 天的人群,患乳腺癌的可能性更大。
- 6、体形特殊的人:腰以上特别肥胖,腰围与臀部相近,或绝经期前十分瘦弱的妇女。
- 7、工作压力大、生活不规律、精神有创伤的人。
- 8、有高脂肪饮食偏嗜的人。
- 9、经常饮酒的人。
- 10、绝经后雌激素水平高或采用雌激素替代治疗者。

检查注意事项

数字化乳腺钼靶检查基本上没有禁忌症,只是怀孕妇女不宜这种检查;其次,对绝经前妇女来说,在月经过后一周进行检查比较适宜。检查当天不要在身上擦爽身粉,以免造成伪影。我院数字化乳腺钼靶检查,建立有单独的钼靶检查单元,营造温馨舒适的检查环境;每次检查均由女主管技师操作,检查结束后,由经验丰富的影像专家进行乳腺影像诊断,确保每位受检者的检查和诊断质量。

建议:妇女早期乳腺钼靶普查是非常重要的。35 岁以上,尤其是对于高危人群,要定期进行乳腺体检和乳腺钼靶检查;40~50 岁妇女,每年做一次乳房钼靶检查;过了 50 岁之后,每年或每 2 年做一次乳房钼靶检查。如果发现乳腺有一个肿块,不管年龄大小,都应该做乳房钼靶检查。

注意:保留好以前各种检查的资料,在下次复查时带来。

周口市中医院放射科
电话:8288325 8279760

热烈祝贺豫东南首台世界最高端 德国西门子双源 CT 落户周口市中医院

周口市中医院最新引进的豫东南第一台德国西门子双源 CT,经过安装调试于近日投入使用。

双源 64 层螺旋 CT 是目前国际上最先进的 CT 扫描机,使用两个扫描球和两套探测器,扫描速度是普通 64 层 CT 的两倍。可应用于全身血

管成像,全身各部位平扫、增强扫描、三维成像,全身各种脏器及疾病的扫描,特别是心脏检查,不受任何心率的影响和限制。由于双源 CT 将扫描速度和扫描效率大大提高,所以明显缩短了检查时间,也意味着受检者接受的 X 射线量大大减少。与常规多层螺旋

CT 相比(以 64 层螺旋 CT 为例),可以降低 70%到 90%的 X 射线剂量。

目前,心血管疾病已成为威胁人类身体健康的首要因素之一。德国西门子双源 CT 克服了其他 CT 设备心血管检查中的缺点,无需口服降低心率的药物,随时可以

检查。经静脉注射对比剂,无需创伤性插管,安全无创伤,轻松完成心血管检查。很多心脑血管患者因为怕在血管内做插管检查,使疾病不能在早期被发现,而双源 CT 简单、安全、无创的特点,为患者提供了更多的人文关怀。